

Newsletter Sonderausgabe April/Mai 2009

Liebe BITsoft Kunden

Die Fa. Dr. WOLFF Sport & Prevention GmbH hat im März 2009 die langjährige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung zur Fa. BITsoft beendet. Die Entscheidung wurde einseitig durch Fa. Dr. WOLFF getroffen und hat zur Folge, dass BITsoft nicht mehr länger Lieferant der unter dem bisherigen Produktnamen "Dr. WOLFF Test-Zentrum Software" vermarkteten Software ist.

Um Sie sofort und umfassend zu informieren, haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Was bedeutet dies für Anwender der "Test-Zentrum" Software?

Die gute Nachricht – alles bleibt besser!

Für Sie als Anwender einer aktuellen oder vorherigen Version unseres Produktes bleibt alles beim Alten. Es gibt keinen Zwang auf ein neues Produkt mit deutlich geringerem Funktionsumfang umzusteigen. BITsoft pflegt und betreut Ihre "Test-Zentrum" Software nach wie vor und ohne Einschränkung.

Wie sieht die Zukunft des BITsoft Produktes aus?

Aus "Test-Zentrum" wird die **HealthCenter** Software!



In der **HealthCenter** Software finden Sie selbstverständlich Ihre bewährten und bekannten Funktionen und Module. Unsere "Neue" ist in Ihrer Funktionalität völlig Herstellerunabhängig und kann modular nahezu beliebig erweitert werden. Besondere Schwerpunkte sind **Stoffwechselmanagement** und Leistungserbringung in der **Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)**.

Wer ist nun für den Support zuständig?

Selbstverständlich ist und bleibt BITsoft für Ihr bestehendes Produkt zuständig!

Das erfahrene und eingespielte BITsoft Team bietet seinen Kunden nicht nur technischen sondern vor allen Dingen auch inhaltlichen Support. Unsere Software kommt aus der Praxis. Unsere Mitarbeiter, die Sie in fachlichen Fragen unterstützen, arbeiten selbst mit diesen Produkten! Und das jeden Tag.

Lernen wir uns kennen? Der nachstehende Link stellt Ihnen Ihr Team vor:

http://www.bitsoftnet.de/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=65

Gerne nutzen wir die Gelegenheit und stellen Ihnen auch unseren **neuen Live Support** vor:

http://www.bitsoftnet.de/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=62

MUSS ich auf das neue Produkt von Dr. WOLFF umsteigen?

Es gibt keinen Zwang, auf ein neues Produkt mit deutlich geringerem Funktionsumfang umzusteigen.

Mit einer Mitte April ausgesendeten Postkarte kündigte die Fa. Dr. WOLFF eine neue "Test-Zentrum" Software an. Es wurde der Eindruck erweckt, dass es sich hierbei um eine Weiterentwicklung der bislang zu 100% von BITsoft entwickelten Software handle. **Dies ist definitiv nicht der Fall.** Vielmehr handelt es sich bei der "neuen" Software von Dr. WOLFF um die Erweiterung einer Chipkarten-Trainingslösung mit einem Modul zur Visualisierung der einfachsten Back-check Messpositionen. Inhaltliche Verschaltungen zwischen Anamnese, Anthropometrischen Daten, Testwerten und Trainingsplanung finden nicht statt!

Weder in Inhalt noch in Funktionsumfängen noch in Kompatibilität zu anderen Messverfahren können die Produkte von BITsoft und Dr. WOLFF verglichen werden.

Kann ich weiterhin Back-check® und Flex-check nutzen?

Selbstverständlich ja - und zudem in noch größerem Funktionsumfang!

In bestehenden und zukünftigen BITsoft Produkten werden selbstverständlich die Messergebnisse dieser beiden Dr. WOLFF Testgeräte Berücksichtigung finden. Speziell isometrische Kraftmessungen wie bspw. am Back-check® durchführbar, sind ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt von BITsoft. Die Software-gestützte Analyse von Kraft-Zeit-Verlaufskurven und deren Interpretation wird in naher Zukunft für Sie im Back-check® Nachfolgemodul **Isometric-check** nutzbar sein. Die neue Analyse der Kraftverläufe vermittelt wichtige Erkenntnisse für das aus der Messung resultierende Training bzw. Therapie. Die Bewertung der Kraftverhältnisse wird künftig nicht nur auf Basis der Maximalkraft sondern zusätzlich unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs der Kraftspitze möglich.

Darüber hinaus finden Sie im Isometric-check Auswertemöglichkeiten für Messungen der **Rumpf-Rotation** sowie der **Beinkraft**.

Welche Testverfahren außer Back-check und Flex-check unterstützt die neue Software von Dr. WOLFF?

Es ist lediglich möglich einen IPN-Test® über ein Chipkartengesteuertes Testrad von Emotion Fitness einzubinden. Sonstige Herz-Kreislauf-tests können weder über die Chipkartensteuerung noch über direkte Verbindung zu einem Testrad (serielle Verbindung) noch über händische Eingabe von Testwerten eingebunden werden. Auch das Testgerät "Balance-check" ist nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht in die neue Dr. WOLFF Software eingebunden.

Welche Testgeräte außer Back-check und Flex-check unterstützten aktuelle BITsoft Produkte?

MediMouse®	Funktionsanalyse der Wirbelsäule ohne Strahlenbelastung
S3-Check	Messung von Stabilität, Balance und sensomotorischen Fähigkeiten sowie Bewertung
CardioScan®	Messung der Herzstress-Belastung
Cardio-check Plus	Professionelle Herz-Kreislauf-tests in allen Varianten mit direkter Anbindung an Testgeräte (auch mit händischer Eingabe nutzbar). Unter anderem wird selbstverständlich auch der IPN-Test® regelkonform angeboten.
Futrex®	Analyse der Körperfettwerte und Körperzusammensetzung. Eine Schnittstelle zu den Futrex® Testgeräten ist bereits in zur Basisausstattung aller unserer Softwarelösungen gehörenden Modul "Anthropometrische Daten" enthalten!
Polar®	Pulsdaten können direkt in unsere Software eingelesen werden.
SpiroTiger®	Test und Training der Atemmuskulatur
CORTEX Air check	Durch Analyse der Atemluft erfolgt Berechnung zu Leistungsfähigkeit, Fettstoffwechsel, anaerober Schwelle und Ruheumsatz des Menschen

Unser Verständnis von der Einbindung dieser und künftiger Testgeräte in unsere Software-Produkte geht weit über den Import und Export von Personen- bzw. Messdaten hinaus. Im Vordergrund steht neben der Analyse der Messdaten die Verschaltung mit anderen Messverfahren und die Trainingsrelevante Interpretation der Messergebnisse.

Ist die Einbindung weiterer Testgeräte in BITsoft Produkte geplant?

Dies ist nicht nur geplant, sondern bereits in der Umsetzung. Aufgrund der eindeutigen Positionierung von BITsoft als Herstellerunabhängiger und Produktübergreifender Dienstleister liegen uns zahlreiche Anfragen von Herstellern weit verbreiteter Test- und Diagnostikgeräte vor, die ebenfalls von unseren Produkten unterstützt werden möchten. Ein Wunsch, den wir nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden gerne erfüllen werden.

Kann ich das Euro Fitness Profil® oder das UNIQA FitnessProfil auch in der neuen Dr. WOLFF Software nutzen?

Nein. Das Euro Fitness Profil® bzw. das darauf basierende UNIQA FitnessProfil sind Softwarelösungen, die es nur exklusiv bei BITsoft bzw. ausgesuchten Vertriebspartnern gibt.

Wird das Euro Fitness Profil® weiter entwickelt?

Ja. Bereits im nächsten Quartal kann der mittels MediMouse Messung ermittelte Spine-check Score den Euro Fitness Profil® Score optional ergänzen. Zudem gibt es zusätzliche Anbindungen zur Ermittlung der Körperfettanalyse. Weiterhin werden neben der nicht-apparativen Variante und der apparativen Messung mittels Back-check® auch weitere apparative Verfahren zur Ermittlung der Rumpfkraftverhältnisse eingebunden werden. Hierzu werden zurzeit Schnittstellen zu etablierten Diagnostikgeräten mit ausreichendem Referenzdatenpool entwickelt. Alle Entwicklungen finden in enger Abstimmung mit unserem langjährigen Partner Institut für Prävention und Nachsorge GmbH (IPN) statt.

Ich bin Franchise-Nehmer des Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentrum Konzepts. Darf ich noch das BITsoft Produkt einsetzen oder muss ich die neue Dr. WOLFF Software kaufen?

Diese Frage kann nur die Fa. Dr. WOLFF beantworten. Es gibt allerdings keinen inhaltlichen oder technischen Grund, welcher der Nutzung von BITsoft-Produkten im Wege stehen würde.

Ich bin Franchise-Nehmer des Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentrum Konzepts. Muss ich meinen Update- und Supportvertrag bei BITsoft kündigen?

Da BITsoft maßgeblich an Idee und Aufbau des Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentrum Konzepts beteiligt war und sich damit inhaltlich in großem Maße verbunden fühlte, ermöglichten wir der Fa. Dr. WOLFF den Bezug von 12-monatigen Update- und Supportverträgen zu stark vergünstigten Preisen. Unsere Intention war, dass in der jährlichen Franchise-Gebühr auch die Gebühren für jeweils ein Jahr Update- und Support bei BITsoft enthalten sind. Es liegen uns keine genauen Informationen vor, welcher Preisanteil für Update- und Support bei BITsoft in der jährlichen Franchise-Gebühr seitens Fa. Dr. WOLFF an die Franchise-Teilnehmer kommuniziert wurde bzw. wird.

Wir bieten allen Franchise-Nehmern an, den Update- u. Supportvertrag mit BITsoft direkt abzuwickeln. BITsoft gibt diesen vergünstigten Preis für Dr. WOLFF ab sofort direkt an die Franchise-Nehmer weiter. Es steht diesen frei, den von Dr. WOLFF kommunizierten Anteil für Update- und Support an der jährlichen Franchise-Gebühr als Preisnachlass bei Fa. Dr. WOLFF zu verhandeln.

Gerne beraten wir Sie dazu individuell. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine eMail bzw. ein Fax. Wir kontaktieren Sie dann umgehend.

Kann ich die neue Dr. WOLFF Software auch mit meiner Studioverwaltung bzw. Abrechnungssoftware einsetzen?

BITsoft empfiehlt hier im Einzelfall die Fa. Dr. WOLFF direkt zu kontaktieren.

In diesem Zusammenhang erwähnen wir gerne, dass alle BITsoft Produkte ohne Aufpreis bereits neben direkten Schnittstellen zu M.A.C., Centercom, Magic Line und Profit über die generische Schnittstelle ThEDex verfügt. Bei ThEDex handelt es sich um eine vom Anwender selbst und einfach einstellbare Schnittstelle, die den wechselseitigen (!) Austausch von Daten mit allen Softwareprodukten ermöglicht, die ihrerseits wiederum über eine regelkonforme ThEDex-Schnittstelle verfügen. Neben den Verwaltungsprogrammen THEORG, BORIS/Centercom, Hector, Konsequent Software und S+T kommunizieren BITsoft Software-Lösungen mit einer Vielzahl von Diagnostik- und Therapiesoftware-Lösungen.

Mittels der sehr komplexen medizinischen Schnittstelle HL7 (Health Level 7) kommunizieren Ihre BITsoft-Produkte mit allen Medizinprodukten, die ihrerseits diesen weltweiten Schnittstellenstandard unterstützen.

Zu den Produkten aus dem Haus SOVDWAER GmbH (THEORG, BORIS/Centercom und künftig auch M.A.C.) gibt es direkte Verlinkungen, mit denen sich die jeweiligen Produkte gegenseitig aufrufen können und Stammdaten bzw. Testdaten AUTOMATISCH aktualisieren. Starten Sie bspw. direkt aus THEORG eine MediMouse Messung oder rufen Sie aus Centercom direkt das Kraftmessmodul (Isometric-check oder Back-check®) auf.

Welches der Produkte unterstützt elektronische Gesundheitsakten?

Sie möchten zukunftsicher sein und bei Bedarf mit elektronischen Gesundheitsakten kommunizieren? Bei BITsoft-Produkten sind sie dabei schon heute bestens aufgestellt. Bereits jetzt unterstützen wir über den Standard HL7 die Kommunikation zu den meisten Systemen. Zur Gesundheitsakte "LifeSensor" unterhalten unsere Produkte eine direkte Schnittstelle, mit der Sie nahezu beliebige Daten direkt dort einstellen können.

Alle unsere Produkte stellen auf Wunsch ihre Ergebnisse automatisch in die elektronischen Gesundheitsakten von THEORG ein.

Ich möchte in der Trainingsplanung Geräte beliebiger Hersteller einbinden. Welches ist dann für mich das beste Produkt?

Die mächtige aber dennoch komfortabel zu bedienenden Trainingsplanung von BITsoft ist völlig **Herstellerunabhängig** und nicht auf Chipkarten-gesteuerte Geräte von Dr. WOLFF limitiert. Bestandteil der Trainingsplanung ist der Medizinisch-Indizierte Übungskatalog mit seinen vielen Übungs-Bibliotheken. Die Anlage eigener Übungen und Trainingsmaßnahmen ist sehr einfach.

Die BITsoft Trainingsplanung liefert bereits eine Vielzahl von Rahmentrainingsplänen und Trainingskonzepten, die unter anderem Trainingsmaßnahmen für Risikogruppen (Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Adipositas, etc.) enthalten.

Sie möchten sich in Inhalt und Methodik bei der Trainingsplanung nicht auf ein Herstellerkonzept limitieren? Dann ist die Trainingsplanung unserer BITsoft Produkte das Werkzeug Ihrer Wahl. Ob Sie einfache Trainingspläne oder komplexe Trainingskonzepte erstellen möchten – unser Trainingsplaner unterstützt Sie durch intelligente Assistenten. Ob

Sie einfache Angaben zu Wiederholungszahlen und Trainingsintensitäten (Gewichte, Last, Pulsfrequenz etc.) machen oder die Individuelle Leistungsbildmethode (ILB) anwenden möchten – Sie sind mit unserem Produkt völlig flexibel.

Wird die neue Dr. WOLFF Software auch Schulungssoftware der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)?

Nein. Seit über 4 Jahren unterstützt BITsoft die DHfPG, indem die dort Studierenden der Fachrichtungen Gesundheitsmanagement, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung und Fitnesstrainer für die Dauer ihrer Immatrikulationszeit eine kostenfreie Lizenz der BITsoft Softwaremodule erhalten. Zu diesen kostenfreien Leistungen gehören auch Support und Updates. Die BITsoft Softwaremodule berücksichtigen die Inhalte der Lehrbriefe der Studenten. Die Software ist seitens der Studenten mit Ausnahme einer kommerziellen Verwendung ohne Einschränkung nutzbar.

Das bis dato unter dem Namen "Test-Zentrum Software" zur Verfügung gestellte Produkt wird auch in der Schulungsvariante für die DHfPG-Studenten durch die **HealthCenter** Software ersetzt.

Wo beziehe ich zukünftig BITsoft Produkte?

Neben eigenen Produkten stattet BITsoft auch eine Reihe von Partnern mit Software-Lösungen aus. Diese werden allgemein als OEM-Produkte bezeichnet.

Ihr erster Anlaufpunkt für unsere Software-Lösungen ist BITsoft. Wir beraten Sie lösungsorientiert und leiten bei Bedarf Ihre Anfrage weiter an unsere Partner. Betrachten Sie uns als Ihren Berater, der Ihnen weitestgehend Herstellerunabhängig hilft, maßgeschneiderte sowie produktübergreifende Lösungen zusammen zu stellen.

Faxnummer: 06561-942615

Faxantwort an BITsoft

Sie haben Fragen – wir sicherlich die Antworten. Bitte nutzen Sie unser Antwortfax. Sie erhalten sicher und schnell eine Rückmeldung.

Ich habe Fragen zu bzw. Interesse an:

- zur aktuellen Situation
- an einem oder mehreren der BITsoft Software Module
- Bezug von Updates** (eventuell auch ohne Update- und Support Vereinbarung)
- der aktiven Teilnahme am BITsoft Update- und Support Service
- am Upgrade meiner Generation 5 Software auf die neue Software Generation
- Welche Schnittstellen zu Verwaltungssoftwareprogrammen gibt es für die Testzentrum Software?
- ...mich interessiert auch die MediMouse
- ...ich habe noch (eine) ganz spezielle Frage(n):

(formulieren Sie bitte hier Ihre Frage(n))

Ihre Adressinformationen

Firmenname oder Firmenstempel	
Kontaktperson	
Strasse/Hausnr.	
PLZ und Ort	
Telefon	
Fax	
Email	

Datum und Unterschrift	
---------------------------	--